





**ETABLISSEMENTS DISPOSANT D'UN INTERNAT**

Etablissements	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
<b>EPSM Lille Métropole Armentières</b>	20 km de Lille	<u>Voiture</u> : 30 mn de Lille <u>Métro</u> : 20 mn	<b>4 appartements</b> sur le site d'Armentières  + Possibilités d'hébergement en ville en fonction des besoins (contrats locatifs)	Dans chaque appartement : Kitchenette, 1 salon / séjour, 1 chambre, 1 salle de douche. Salle commune de l'internat : espace de restauration, salon TV, laverie et bornes d'accès WIFI.	Trois lignes de gardes : Armentières, Tourcoing et Seclin  *Internes G21 : gardes EPSM + participation aux gardes du CHU de Lille (Fontan II)	
<b>CH Armentières</b>	20 km de Lille	<u>Voiture</u> : 30 mn de Lille <u>Métro</u> : 20 mn	<b>4 chambres</b>	Chambres individuelles et partie commune. (rénovation en cours)	<u>Internes</u> : 2 gardes sur place aux urgences et une demi-garde d'étage (jusqu'à 0 heure). <u>Externes</u> : 1 garde sur place	Les chambres sont réservées aux internes et externes de gardes.
<b>EPSM des Flandres Bailleul</b>	30 km de Lille	<u>Gare</u> : à 1,5 km de l'établissement. (site de Bailleul)	parc locatif de logements dans le privé : possibilités non limitées, adaptation à la demande	Possibilités de restauration : self du personnel (Bailleul) et du CH Dunkerque sur le littoral		
<b>CH de Cambrai</b>	80 km de Lille	<u>Bus</u> : ligne E des "chemins de fer du Cambrésis" <u>Gare</u> : TER Lille - Douai - Valenciennes.	<b>Internat de 14 chambres.</b>	Logements neufs, disposant de sanitaires et douche individuels, télé dans chaque chambre, salle commune avec table de ping-pong, frigo, lave-vaisselle, machine à laver, micro-ondes.	Six lignes de gardes : urgences, porte-étage, psychiatrie, gynécologie, pédiatrie et réanimation.	Internat situé sur le site du CH, Etablissement à l'écoute des internes.
<b>CH de Denain</b>	50 km de Lille	<u>Voiture</u> : 45 mn de Lille <u>Gare</u> : 10 mn à pied	<b>5 chambres</b>	Téléphone individuel, douches et toilettes, salle à manger avec télévision, cuisine avec plaque électrique, cafetière et micro-ondes. restauration sur place + WIFI.	Gardes dans le service des urgences et rémunération selon tarif en vigueur.	Gardes dans le service des urgences avec chambre de garde à disposition. Restauration sur place.
<b>CH de Douai</b>	40 km de Lille	<u>Gare</u> : Sin-le-Noble puis ligne de bus n°2 et n°13.	25 chambres	5 logements de 4 à 6 chambres entièrement rénovés et équipés avec du mobilier neuf (télévision dans chaque chambre). Chaque logement dispose de : 2 salles de bain, cuisine équipée, salle à manger, salon (avec télévision), accès WIFI, buanderie (lave-linge et sèche linge). Draps mis à disposition.	Trois tours de garde dans le service des urgences, 2 tours de garde en pédiatrie, 1 tour de garde en gynécologie, 1 tour de garde en cardiologie, 1 tour de garde en réanimation, 1 garde en anesthésie	Gestionnaire du parc immobilier Madame LO RASO : marie.loraso@ch-douai.fr
<b>CH de Dunkerque</b>	80 km de Lille	<u>Gare</u> : TER ou TGV depuis Lille.	<b>32 chambres à l'internat</b>  +  <b>1 appartement 4 chambres en centre ville</b>  +  <b>1 maison 4 chambres proche hôpital</b>	Internat : chambres individuelles, salle à manger, salles d'eau, salle TV, salle de jeux en commun et jardin ----- Appartement en collocation centre-ville : 4 chambres, une cuisine équipée, une salle de douche, salon, salle à manger, cheminée, garage ----- Maison en collocation proche hôpital : 4 chambres, une cuisine équipée, 2 salles de douche, salon, salle à manger	Gardes d'urgences, de soins externes, de réanimation, de pédiatrie et de chirurgie.	Internat situé dans l'ancien hôpital regroupant certains services administratifs à 3 minutes à pied du CH.
<b>Centre Hospitalier Felleries-Liessies</b>	110 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1 h 20 de Lille <u>Gare</u> : Avesnes-sur-Helpe à 15 km de l'établissement.	<b>3 chambres</b>	Maison individuelle composée de locaux communs et 3 chambres individuelles.	Pas de garde obligatoire, mais possibilité d'intégration dans le tour d'astreinte.	

Etablissements	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
CH de Fourmies	120 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1 h 40 de Lille et 1 h 10 de Valenciennes. <u>Gare</u> : TER Lille - Fourmies. Mise à disposition d'un véhicule pour les trajets locaux.	1 Maison des internes	4 chambres à lit double avec TV (14,12,12,10m²) - 1 cuisine équipée (13m²), salle à manger et séjour (25m²) avec TV, 2 salles de baines (10, 10m²), 2 WC, 1 buanderie (10m²) avec lave-linge et sèche-linge, Accès Internet et Wifi disponible	Lignes de gardes les nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés, associées aux lignes de garde sénior. Horaires et rémunération conformément à la réglementation en vigueur.	Maison individuelle située dans l'enceinte de l'établissement et entièrement rénovée, Possibilité de restauration sur place au self du personnel
CH HAUTMONT	85 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h de Lille et 30 min de Valenciennes. <u>Gare</u> : 5 min à pied.	3 chambres	Logement (entièrement meublé et équipé) avec 3 chambres, un séjour, cuisine, salle de bain, toilettes.	Pas de garde sur place. Non participation aux astreintes opérationnelles.	Logement à proximité immédiate de l'établissement. Repas au restaurant du personnel
CH Le Cateau	90 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h20 <u>Gare</u>	3 Chambres à l'internat	TV Accès internet par la wifi	Lits de surveillance continue. <u>Urgences</u> : sur place. <u>Gynécologie</u> : astreinte. <u>Addictologie</u> : aucune permanence. <u>SSR po et CSG</u> : aucune permanence.	Internat situé dans le bâtiment du CH
CHU de Lille	Environ 5 km du centre ville de Lille.	<u>Métro</u> : ligne 1, station CHU - CENTRE OSCAR LAMBRET ou CHU - EURASANTE <u>Bus</u> : plusieurs lignes de bus desservent le CHU. Renseignements sur le site de Ilévia.	Chambre :  Institut Gernez Rieux : 	Quelques chambres meublées d'une surface d'environ 11m2 sont mises à disposition en fonction des disponibilités au sein de l'internat de l'Institut Gernez Rieux du CHU de Lille.  L'internat est situé au : 2 rue du Docteur Schweitzer 59037 Lille Cedex 03.20.44.57.55 internatigr@chru-lille.fr Métro ligne 1 CHU - Centre O. Lambret  L'accueil est ouvert de 07h30 à 18h00 sauf week-ends et jours fériés.	62 lignes de gardes d'internes 7 lignes d'astreintes d'internes Ces gardes et astreintes sont associées à la permanence de soins séniors	
CH Le Quesnoy	70 km de Lille	<u>Voiture</u> : 45 minutes <u>Gare</u> : 700 m du CH de 40 à 45 mn de trajet.	4 chambres	TV, frigidaire, toilettes, douche, lavabo, canapé, téléphone. Repas au self.	Pas de garde.	
Hôpital Privé le Bois	3 km du centre ville de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2, arrêt Bois blancs. <u>Voiture</u> : 10mn du centre ville, proche des grands axes autoroutiers.	4 chambres de garde dont 2 studios.	Salles de réunion, bibliothèque avec accès WIFI et 2 bureaux.	Trois ou quatres gardes par mois possibles sur site, ou maintien dans la tour de garde du CHRU.	Possibilité d'organisation adaptée pour suivi des cours universitaires, participation aux staffs du service et discussions médicales.

Etablissements	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
Hôpital Saint Philibert	7 km de Lille	Voiture : 10 mn de Lille Métro Ligne 2 (Gare Lille Flandre > Saint Philibert) : 30 mn Bus : plusieurs lignes de bus desservent l'hôpital Saint Philibert. Renseignements sur le site de Ilévia.	 	Un espace de garde au sein même de l'hôpital, comprenant : - 4 chambres - une pièce de séjour avec kitchenette - un salon TV - une salle de douche - toilettes  Chaque chambre comporte un bureau avec PC, un DECT.  Restauration prévue Accès wifi	<b>Garde de Méd. Urgences</b> : 2 lignes de gardes <b>Astreinte de chirurgie</b> : 1 interne tous les jours. <i>Horaires pour les GAR et AST: Semaine 18h30 à 8h30 / Samedi 12h30 à 8h30 et dimanche / JF 8h30 à 8h30.</i> <b>Urgences WE</b> : 1 interne en journée de 8h30 à 18h30 <b>Laboratoire</b> : samedi 1 interne de 13h00 à 21h00. <b>Réanimation</b> : 1 ligne de garde. <i>Semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche / JF de 8h30 à 8h30.</i> <b>Externe</b> : 2 lignes de gardes	Les chambres sont réservées aux internes et externes de gardes.
CH Sambre-Avesnois Maubeuge	90 km de Lille	Voiture : 45 mn de Lille. Gare : à 1km du Centre Hospitalier, trajet d'une heure. Navette toutes les 30 mn.	10 chambres	Accès wifi, certaines chambres disposent de la TV et du téléphone. Dans les parties communes : 1 cuisine totalement équipée (micro-onde, gazinière, four, frigo...), une lingerie (machine à laver et sèche-linge), wc et douches	3 tours de gardes : 2 de 24 heures et 1 de 12 heures.	à compter de juin , les logements seront individuels avec pour chaque logement des sanitaires propres (non commun).
CH de Saint-Amand-les-Eaux	40 km de Lille	Voiture : 35 min de Lille TER Lille-Flandres/St Amand les Eaux: environ 25-30 minutes Gare : 15 minutes à pied du CH.	2 chambres	1 appartement avec TV, table, kitchenette, frigo, micro-onde, accès WIFI, lavabo, douche + WC. 1 studio avec WC et douche sur le palier. Repas du midi au self et plateau repas dans chambre le soir.	Pas de garde.	
Centre hospitalier Saint Vincent de Paul Lille	St Vincent de Paul à 3 km du centre ville de Lille	Métro : ligne 2, arrêt porte de Valenciennes.	3 chambres	Une chambre équipée d'un lit 140 cm, une chambre équipée avec 2 lits de 90 cm, une chambre équipée avec 3 lits de 90cm. Une salle de douche avec lavabo et WC. Une salle à manger de 20 m² équipée de 2 réfrigérateurs pour des grands plateaux repas, d'un distributeur de boissons chaudes, 3 micro-ondes, 1 four à pizza et une télévision.	<b>Garde de Méd. Urgences</b> : 1 interne de médecine, 1 interne des urgences. <b>Astreinte de Chirurgie</b> : 1 interne tous les jours <b>Gynécologie</b> : 1 interne de garde. <b>Pédiatrie</b> : 1 interne de garde Horaires pour les GAR & AST: semaine 18h30 à 8h30, samedi 12h30 à 8h30 et dimanche/JF 8h30 à 8h30. <b>Pédiatrie1/2 garde</b> : 1 interne. semaine 18h30 à 00h00, samedi 12h30 à 0h00 et dimanche/JF 8h30 à 0h00.	
EPSM aggro. lilloise Saint-André	5 km de Lille	Voiture : 8 mn de Lille	Possibilités d'hébergement en ville en fonction des besoins (contrats locatifs)	<u>Site de Lommelet</u> : une salle de détente avec télévision, une salle à manger, une cuisine totalement équipée 1 chambre de garde. <u>Site de Saint Vincent</u> : 1 chambre de garde <u>Site hôpital Bonnafé</u> : 1 chambre de garde.	<u>Pôle lillois</u> <u>Site Lommelet</u> : 1 garde d'interne <u>UAC (ex-CPAA)</u> : 1 garde d'interne <u>Pôle roubaisien (hôpital Bonnafé)</u> : une garde d'interne	

Etablissements	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations	
CH de Somain	40 km de Lille	<u>Voiture</u> : 45 min de Lille <u>Gare</u> : 5 min à pied de l'hôpital. <u>Bus</u> : 45 min depuis 4 Cantons à Villeneuve d'Ascq.	2 appartements F2	Tout confort à disposition et accès Internet gratuit. Cuisine équipée, salon, chambre, salle de bain douche italienne	Pas de garde sur l'établissement mais possible au niveau GHT si demande de l'interne.		
CH de Tourcoing	20 km de Lille	<u>Voiture</u> : 25 mn de Lille. <u>Métro</u> : 35 mn environ de la gare de Lille.	7 chambres	Chambres équipées d'un lavabo individuel, douches, toilettes sur le palier et salle à manger commune avec télévision	<u>Semaine de garde</u> : 18 h 30 à 8 h 30 le lendemain assurée par 2 seniors et 2 internes dont 1 peut être appelé à intervenir dans les différents services (garde d'étages) de l'établissement + 1 horaire décalé assuré par 1 senior. <u>Week-end</u> : samedi 13 h 30 à 8 h 30 le lendemain - dimanche : 8 h 30 à 8 h 30 le lendemain - garde assurée par 2 seniors et 2 internes dont 1 peut être appelé à intervenir dans les différents services (garde d'étages) de l'établissement + 1 renfort senior.		
Clinique Teissier Valenciennes ESPIC	60 km de Lille	<u>Gare</u> : reliée à la clinique par réseau de transport en commun (bus, tramway et navette).	<b>PAS D'INTERNAT</b>				
CH de Valenciennes	60 km de Lille	<u>Gare</u> : reliée à la clinique par réseau de transport en commun (bus, tramway et navette).	11 chambres avec douches et sanitaires + 8 studios.	Salle informatique avec 2 PC, accès WIFI, 2 salles de détente avec télévision, salle de sports, cuisine équipée et salle à manger communes, buanderie (lave-linge et sèche-linge), et terrasse équipée (de mi-avril à mi-octobre). Possibilité de mise à disposition de draps.	Lignes de gardes les nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés, associées aux lignes de garde sénior. Horaires et rémunération conformément à la réglementation en vigueur.		
CH intercommunal de Wasquehal	10 km de Lille	<u>Tram</u> : direction Tourcoing, station Le Cartelot.	1 chambre	Cuisine équipée, salon avec télé, salle de bains, sanitaires et mise à disposition de draps.	Système de gardes et d'astreintes organisé. Gardes sur place qui font l'objet d'une programmation avec une rotation entre plusieurs étudiants. Supervision par un senior et ce par astreinte.	La chambre d'internat ne peut être occupée de façon permanente. Elle est destinée à l'interne ou le FFI de garde.	
Hôpital maritime Zuydcoote	80 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1 h 10 de Lille <u>Gare</u> : TER ou TGV puis bus jusque Zuydcoote.	Maison colocation comportant 3 chambres et maison sur site de l'hôpital.	Tout confort à disposition, accès WIFI et accès au self.	Participation aux gardes sur place possible, gardes supervisées par un sénior, gardes programmées à l'avance.		

Etablissements	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
CH d'Arras	50 km de Lille	<p><u>Voiture</u> : 45 mn de Lille  <u>Gare</u> : TER 35 mn de Lille, TGV : 50 mn de Paris.  Propose une navette gratuite hôpital/gare et 3 lignes de bus desservent l'hôpital.  Mise à disposition de vélo électrique à la demande</p>	<b>Appartements (en fonction de la disponibilité) et 13 chambres.</b>	<p><u>Appartements</u> : entièrement équipés entre 60 et 90 m<sup>2</sup> (colocation possible).  <u>Internat</u> : 13 chambres équipés (lits, chevet, bureau, rangements, lavabo) salle de sport et salle commune avec cuisine équipée. Coin extérieur aménagé.</p>	<p>Le plan de gardes des juniors se décompose de la manière suivante et comprend :  <u>Département de Médecine d'Urgence (SAU-SMUR)</u> : 4 lignes de gardes.  <u>Gynéco Obstétrique</u> : 1 ligne de garde.  <u>REA/USC</u> : 2 lignes de garde.  <u>Psychiatrie</u> : 1 ligne de garde.  <u>Pédiatrie</u> : 1 ligne de garde.  <u>Chirurgie</u> : 1 ligne de garde.  Horaires : du lundi au vendredi (18h30/8h30) - Samedi (13h30/8h30) - Dimanche (8h30/8h30)</p>	
Fondation Hopale Berck-sur-Mer	150 km de Lille	<p><u>Voiture</u> : 1 h 50  <u>Gare</u> : TER -TERGV Lille / Rang du Fliers.</p>	<b>15 chambres</b>	Chambres individuelles avec douche et WC, accès wifi, parties communes : sanitaires, cuisine, lingerie et salon TV. Vélo mis à disposition.	<p>Gardes médicales doublées d'une astreinte assurée par un médecin sénior au centre Calvé.  Pas de garde d'internes sur site institut Calot.</p>	Internat sur le site de CALOT. Programme de formation pédagogique; topos médicaux et paramédicaux
Hôpital maritime Berck-sur-Mer GHU APHP.Université Paris-Saclay	150 km de Lille	<p><u>Voiture</u> : 1 h 50  <u>Gare</u> : TER -TERGV Lille / Rang du Fliers.</p>	<b>2 appartements (2 pièces)</b>	Appartements meublés et équipés (cuisine, SdB, TV...) vue mer et accès plage. Les hébergements sont sur le site. Accès Self du personnel	Pas de garde	Conférences médicales organisées sur site (2/mois) par des universitaires du GHU. Echanges réguliers avec les équipes du GHU (Bicêtre, Ste Péline, Antoine Béclère, Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Paul Brousse). Coordination médicale du site par une PUPH.
CH de Béthune	40 km de Lille	<p><u>Voiture</u> : 35 mn de Lille  <u>Gare</u> : 3 km du CH.  <u>Bus</u> : Béthune gare - Beuvry  CH Béthune</p>	<b>8 chambres</b>	<p>TV  2 Douches et 2 sanitaires sur le palier</p>	<p>2 lignes de gardes aux urgences médicales,  1 ligne de garde en réanimation   La semaine 18h30/8h30, le samedi 12h30/8h30 et le dimanche 24h.</p>	Internat très souvent complet

Etablissements	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
CH de Boulogne-sur-Mer	140 km de Lille	Voiture : 1 h 25 Gare : Lille - Boulogne Bus : réseau de bus entre la gare et le CH.	INTERNAT CH sur site : 18 studios individuels et 2 studios deux personnes 3 maisons en collocation sur site : 13 chambres INTERNAT résidence : 18 studios	Internat et résidence : studios 50 m2 entièrement équipés (frigo, micro-onde, plaques électriques), SDB et WC indépendants. Parties communes : laverie, salle de détente (baby foot, télé), accès internet et WIFI.	3 tours de gardes de 18h30 à 8h30 la semaine, de 12h30 à 18h30 le samedi après-midi et garde de 24h le dimanche et jours fériés.  5 lignes garde : - 2 lignes positionnées aux urgences, - 1 ligne en réanimation, - 1 ligne en gynécologie, - 1 ligne en pédiatrie, 5 chambres de garde	Logements situés dans l'enceinte de l'établissement
			INTERNAT PINEL composé de 23 appartements	Internat : studios entièrement équipés (frigo, four, plaques électriques), SDB et WC indépendants. Parties communes : Laverie, accès internet et WIFI.		
			LOGEMENTS FNAC situés en Centre-Ville composés de 3 appartements de 4 chambres soit un total de 12 chambres	studios entièrement équipés (frigo, micro-ondes, four, plaques électriques), SDB et WC indépendants.		
			5 maisons pour un total de 21 chambres	Maisons : entièrement équipées mobiliers N°2 = (4 chambres, 2 SDB, 2 WC), N°3 = (6 chambres 2 sdb et 2 WC), N°4 = (4 chambres : 2 chambres avec SDB et 2 chambres avec SDB communes et 2 WC ), N°5 = (3 chambres, 1 SDB, 1 WC) N°6 = (4 chambres, 2 SDB, 2 WC)		
CH de Calais	110 km de Lille	Voiture : 1 h 10 de Lille Gare : TGV 30 mn Bus : réseau de bus au CH.	20 logements sur site	Logements neufs, disposant de sanitaires et douche individuels, télé dans chaque chambre, accès WIFI, salle commune avec table de ping-pong, frigo, lave-vaisselle, machine à laver et micro-ondes.	Gardes de 18 h 30 à 8 h 30 la semaine et sur 24 h le WE aux services des urgences/SMUR (2 gardes simultanées), de gynéco-obstétrique, de néonatalogie, anesthésie, psychiatrie...). Mise à disposition de chambres de garde sur réservation.	Emménagement depuis juillet 2012 du CH sur un nouveau site appelé pôle santé du Virval, à proximité des axes autoroutiers (A16). Nouvel internat intégré au nouveau bâtiment.
			9 logements meublés en centre ville de Calais.	Appartements loués en centre-ville (2 studios et 6 T2, 1 T3), avec salle de bain, WC, lit, cuisine meublée, salon-séjour.		
			7 appartements (T3 ou T4), meublés en centre ville de Calais.	Appartements loués en centre-ville (6 T3 et 1 T4). Complètement meublés et équipés (salle de bain, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, four, gazinière, salon-séjour, TV, accès wifi gratuit, parking privé)		
			1 maison 5 chambres en collocation	Maison entièrement rénovée et équipée (salle de bain, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, télévision, accès WIFI, micro-ondes, four) composée de 5 chambres individuelles avec lit double		

Etablissements	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
			1 maison 3 chambres en colocation	Maison avec jardin entièrement équipée (salle de bain, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière, lave-linge, TV, accès WIFI, micro-ondes) composé de 3 chambres individuelles		
<b>Institut départemental A. Calmette Camiers</b>	140 km de Lille	<u>Voiture</u> : 2 heures <u>Gare</u> : 1 h 15 de train Transports urbains à proximité.	<b>2 logements</b>	<u>Pôle sud</u> : 1 studio équipé d'une salle de bains, coin cuisine, TV et accès internet. <u>Pôle Nord Boulogne</u> : 1 logement équipé, comprenant au moins une chambre, avec salle de bains, cuisine, TV et internet.	Pas de garde.	
<b>CH de Lens</b>	40 km de Lille	<u>Voiture</u> : 40 mn <u>Gare</u> : TER Lille - Lens	<b>30 chambres</b> <b>8 chambres de garde</b>	Chambres individuelles équipées d'un lavabo - parties communes : douche, WC, buanderie (lave-linge + sèche-linge), cuisine et salle de détente (TV + accès WIFI).	<u>Urgences</u> : 2 lignes de garde. <u>Chirurgie</u> : 1 ligne de garde. <u>Pédiatrie</u> : 1 ligne de garde. <u>Gynécologie</u> : 1 ligne de garde. <u>REA</u> : uniquement la semaine. La semaine : de 18h30 à 8h30, le samedi de 12h30 à 8h30 et le dimanche 24h.	Internat situé sur le site du CH.
<b>CH de Saint-Omer</b>	65 km de Lille	Voiture : 1h00 de Lille. Train : 1h00 de Lille - Bus : mouveo.ca-pso.fr depuis la gare de Saint-Omer (ligne 2) covoiturage Prime transport	<b>13 chambres</b>	Internat calme situé dans un parc arboré avec terrasse, voirie accès internat et parking récents. Chambres individuelles rénovées (mobilier, sol, peintures, volets ...) avec douche, lavabo, salle commune conviviale, ambiance chaleureuse, coin cuisine avec armoires, lave-vaisselle, micro-ondes, plaque de cuisson, four, TV, WIFI, baby foot, pièce lingerie : lave linge et sèche linge, centrale vapeur. Déjeuner au self du lundi au vendredi, petit-déjeuner et dîner internat (+ week-end), possibilité de livrer des plateaux repas.	Deux tours de gardes aux urgences 1) Internes affectés aux urgences - 2) Internes des étages participant au tour de garde des urgences, ces deux lignes sont associées à un senior - Une garde spécifique en gynécologie-obstétrique, associée à un senior. Respect du repos de sécurité et de la réglementation. 1 ligne d'astreintes pour le pôle dépendance et maintien de l'autonomie (logement sur place chambre d'internat).	Internat sur le site du CH - Personnel spécifique dédié à l'entretien, à l'écoute des internes
<b>EPSM Val-de-Lys</b>	50 km de Lille	Voiture : 1 heure de Lille Gares : les plus proches gare de Berguette-Isbergues à 7 km et gare de Béthune à 15 km.	6 chambres	Chambres : dans une maison de 220m <sup>2</sup> entièrement équipée et avec accès internet + WIFI. Cuisine équipée - Machine à laver - Sèche linge - Salon TV - Jardin clos arboré	Garde sur place (examen systématique des patients à l'entrée sur le plan somatique + couverture somatique des patients hospitalisés) de 18h30 à 8h30 + astreintes de 8h30 à 18h30. Chambres de garde.	Etablissement très à l'écoute des internes.
<b>Polyclinique de la Clarence</b>	50 km de Lille	<u>Voiture</u> : 50 mn <u>Gare</u> : gare de Calonne Ricouart à 1,6 km.	Mise à disposition de <b>chambres de garde</b> sur réservation.	Chambres individuelles avec SDB et TV.	Pas de garde.	Participation à la PDES le WE si conditions remplies.
<b>Clinique Lautreumont PRIVE</b>	0,1 m de Lille	Parking privé - Bus L5 ou 10 arrêt "rue de Londres" - Métro Oscar Lambret	1 chambre de garde	Accès WIFI, TV, salle de douche et sanitaire dans la chambre. Draps mis à disposition. Plateau repas.	Gardes de 19h00 à 8h00 associées aux astreintes senior. Horaires et rémunération conformément à la réglementation en vigueur.	